

# АППАРАТ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛИЧИНОК ТРИХИНЕЛЛ "РУБИКОН"

Предназначен для экспертизы проб мяса на трихинеллез методом их переваривания в среде искусственного желудочного сока. Аппарат может использоваться в условиях лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарных станций и мясоперерабатывающих предприятий.



## Технические характеристики

Производительность аппарата, (туш/час).....	150
Максимальный объем жидкости в реакторе, см <sup>3</sup> .....	1500
Количество реакторов.....	2
Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более.....	1500
Масса, кг, не более.....	20
Габаритные размеры аппарата, мм.....	400x350x600
Напряжение питания, В/Гц.....	220/50
Общий объем ёмкостей, не более, л.....	8