

АППАРАТ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛИЧИНОК ТРИХИНЕЛЛ "РУБИКОН-2"

Предназначен для экспертизы проб мяса на трихинеллез методом их переваривания в среде искусственного желудочного сока. Аппарат может использоваться в условиях лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарных станций и мясоперерабатывающих предприятий.



Технические характеристики

Производительность аппарата, (туш/час).....	75
Максимальный объем жидкости в реакторе, см ³	1500
Количество реакторов.....	1
Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более.....	1500
Масса, кг, не более.....	14
Габаритные размеры аппарата, мм.....	200x350x600
Напряжение питания, В/Гц.....	220/50
Общий объем ёмкостей, не более, л.....	4