

ТРИХИНЕЛЛОСКОП «РУБЕЖ»

Предназначен для оволярво-гельминтоскопии, в том числе для диагностики трихинеллеза компрессорным методом. Насадка предназначена для проектирования увеличенного изображения на экран в проходящем свете при исследовании мелкодисперсных структур в областях медицины, биологии, зоологии и ветэкспертизы. Область применения: цехи и лаборатории научно-исследовательских учреждений.



Технические характеристики

Увеличение,	X40, X80
Размер экрана по диагонали \varnothing , мм.....	120
Мощность осветителя, Вт.....	100
Габаритные размеры, мм.....	160x405x520
Количество компрессориев, шт.....	4
Масса с блоком осветителя, кг.....	7

ООО «ТЕХПРИБОР»

Тел:(383) 310-92-36, 8-913-383-03-85, факс:(383) 345-86-41

E-mail: biobloc@rambler.ru , www.biobloc.ru