

ТРИХИНЕЛЛОСКОП «РУБЕЖ»

Предназначен для оволярво-гельминтоскопии, в том числе для диагностики трихинеллеза компрессорным методом. Насадка предназначена для проектирования увеличенного изображения на экран в проходящем свете при исследовании мелкодисперсных структур в областях медицины, биологии, зоологии и ветэкспертизы. Область применения: цехи и лаборатории научно-исследовательских учреждений.



Технические характеристики

| | |
|--|-------------|
| Увеличение, | X40, X80 |
| Размер экрана по диагонали \varnothing , мм..... | 120 |
| Мощность осветителя, Вт..... | 100 |
| Габаритные размеры, мм..... | 160x405x520 |
| Количество компрессориев, шт..... | 4 |
| Масса с блоком осветителя, кг..... | 7 |

ООО «ТЕХПРИБОР»

Тел:(383) 310-92-36, 8-913-383-03-85, факс:(383) 345-86-41

E-mail: biobloc@rambler.ru , www.biobloc.ru